




临床案例

尺寸规格



适应证

Case 1:





术前

术后

6个月随访

12个月随访

Case 2:




术前

术后

6个月随访

12个月随访

覆膜支架规格说明图



C

D1

D2

D3

L1

L2

L3

侧支后移长度

侧支长度

主体长度

侧支远端直径

主体远端直径

主体近端直径

Castor®商标的简称

例: C322610-2003010


产品规格范围表

产品规格	规格范围
主体近端直径D1(mm)	26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44
主体远端直径D2(mm)	20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44
侧支远端直径D3(mm)	6 / 8 / 10 / 12 / 14
外管外径(Fr)	24
主体长度L1(mm)	60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160 / 170 / 180 / 190 / 200 / 210
侧支长度L2(mm)	25 / 30 / 35 / 40 / 45
侧支后移长度L3(mm)	5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30



Castor®
分支型主动脉覆膜支架及输送系统

Serve
the Arch
Reserve
the Branch



- 累及LSA的降主动脉夹层
- 需要将覆膜支架锚定在ZONE2和ZONE3区域的降主动脉夹层

弓部一体，重建分支

双入路导入设计，定位精准可靠

多维度摆动角度
适应不同的分支走向

分支一体化
无内漏和移位的风险

锥度设计
适应主动脉夹层的解剖形态

5-30mm分支后移长度

分支根部定位环
确保侧支通畅圆整

电抛光镍钛丝
增强耐腐蚀性

高致密覆膜材料
降低IV型内漏

近端多重覆膜小波段
提升密封效果

分支入路

主体入路

亲水涂层

软鞘跨弓
刚柔并济

侧支牵拉
精确定位

拉线释放
快速精准

释放分支鞘
防拉脱设计

弓部一体
重建分支